

# InfiniPlex III – Пестициды, 17 групп соединений, 48 соединений

Тест на Биочипе	Обнаруживаемые соединения
Ацетамиприд / Тиаклоприд	Ацетамиприд
Амитраз (DMPF)	Амитраз (амитраз в том числе метаболитов, содержащих 2,4-диметиланилина фрагмента выражаются как амитраз)
Триазины	Атразин
Азоксистробин	Азоксистробин
Бромпропилат	Бромпропилат
Карбарил	Карбарил
Карбендазим	Карбендазит и беномил (сумма беномила и карбендазят выражаются как карбендазит)
Карбофуран	Карбофуран (сумма карбофурана (включая любой карбофураном генерируется из карбосульфана, бенфуракарба или фуратиокарб) и 3-ОН карбофуран выражается как карбофуран)
Хлорпирипрахуатфос	Хлорпирифос
Клотианидин	Клотианидин
Кумафос	Кумафос
Фенпироксимат	Фенпироксимат
Фумагиллин	Фумагиллин
Имазалил	Имазалил
Имидаклоприд	Имидаклоприд
Паракат	Паракат
Тиаметоксам	Тиаметоксам